

sagemax®

Zirkoniumoxid Fräsrondellen.

Disques de fraisage en oxyde de zirconium.

**CENDRES⁺
MÉTAUX**

Neu
bei Cendres+Métaux SA
erhältlich.

Nouveau
disponibles chez
Cendres+Métaux SA.



sagemax®

Ab sofort folgende Zirkoniumoxid Fräsrondellen erhältlich.

NexxZr T – Ein Zirkoniumoxid mit mittlerer Transluzenz und hoher Biegefestigkeit für eine Vielfalt an Indikationen und Verarbeitungsmöglichkeiten.

NexxZr T	
Biegefestigkeit	1270 Mpa
Transluzenz	42 %
Geometrien	W-98
Höhen (mm)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25
Farben	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 OM1, OM2, OM3 (Bleach)

NexxZr T Multi – Ein multilayer Zirkoniumoxid mit multifunktionaler Ästhetik und breiter Indikationsvielfalt.

NexxZr T Multi	
Biegefestigkeit	630 MPa (inzisal) / 1170 MPa (zervikal)
Transluzenz	49 % (inzisal) / 42 % (zervikal)
Geometrien	W-98
Höhen (mm)	16, 20
Farben	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 BL1, BL2, BL3, BL4

NexxZr+ Multi – Ein multilayer Zirkoniumoxid mit natürlicher Ästhetik.

NexxZr+ Multi	
Biegefestigkeit	630 MPa (inzisal) / 880 MPa (zervikal)
Transluzenz	49 % (inzisal) / 46 % (zervikal)
Geometrien	W-98
Höhen (mm)	16, 20
Farben	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

sagemax®

Dès maintenant, disques de fraisage en oxyde de zirconium suivantes sont disponibles.

NexxZr T – Un oxyde de zirconium de translucidité moyenne présentant une haute résistance à la flexion pour une grande variété d'indications et d'options d'usinage.

NexxZr T	
Résistance à la flexion	1270 Mpa
Translucidité	42 %
Géométries	W-98
Epaisseurs (mm)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25
Couleurs	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 OM1, OM2, OM3 (Bleach)

NexxZr T Multi – un oxyde de zirconium multicouche avec une esthétique multifonctionnelle et une grande variété d'indications.

NexxZr T Multi	
Résistance à la flexion	630 MPa (inzisal) / 1170 MPa (zervikal)
Translucidité	49 % (inzisal) / 42 % (zervikal)
Géométries	W-98
Epaisseurs (mm)	16, 20
Couleurs	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 BL1, BL2, BL3, BL4

NexxZr+ Multi – Oxyde de zirconium multicouches à l'esthétique naturelle.

NexxZr+ Multi	
Résistance à la flexion	630 MPa (inzisal) / 880 MPa (zervikal)
Translucidité	49 % (inzisal) / 46 % (zervikal)
Géométries	W-98
Epaisseurs (mm)	16, 20
Couleurs	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2



**Unsere Produkte bestellen
war noch nie so einfach und
komfortabel.**

www.cmdental.ch

Entdecken Sie die Vorteile unseres
online Bestell-Portals mit laufend neuen
Erweiterungen.

**Commander nos produits
n'a jamais été aussi simple
et pratique.**

www.cmdental.ch

Découvrez les avantages de notre portail
de commande en ligne avec de nouvelles
fonctionnalités en permanence.

**Rund um die Uhr
einkaufen**



**Faire ses achats
à toute heure**

**Schnelle
Lieferung**



**Livraison
rapide**

**Unser aktuelles
Sortiment**



**Notre assortiment
actuel**

**Gewohnte
Konditionen**



**Conditions
habituelles**

sagemax[®]

Vertrieb in der Schweiz:
Distribution en Suisse :

Cendres+ Métaux SA

Rue de Boujean 122

CH-2501 Biel/Bienne

Phone +41 58 360 20 00

Fax +41 58 360 20 10

www.cmsa.ch

**Weitere Informationen:
Pour plus d'informations:**

