

Alliages précieux céramo-métalliques.

Teinte	Alliages	N° cat.		Propriétés physiques					Propriétés mécaniques									Fil de soudage laser
		10 g	25 g	CET 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Densité	Intervalle de fusion	Module d'élasticité	Dureté HV5	Limite d'élasticité Rp 0,2 %	Résistance à la traction (Rm)	Allongement à la rupture A5	Avant la cuisson	Après cuisson				
				(25-500°C)	(25-600°C)	g/cm ³	°C	GPa		MPa	MPa	%						
									Après coulée	Après cuisson	Après cuisson	Après cuisson						
Alliages céramo-métalliques																		
	V-Gnathos Plus	***	01000223	01000224	14.3	14.5	18.8	1025-1190	80	185	215	530	610	6	S.G 1030		S.G 750	LW N° 1
	Estetikor® Avenir	***	01000246	01000247	14.2	14.6	18.7	1055-1185	100	205	240	670	755	6	S.G 1030		S.G 810 S.G 750	LW N° 1
	Estetikor® Cosmor H	***	01000235	01000236	13.8	14.0	17.9	1120-1280	100	195	215	565	705	13	S.G 1080		S.G 810 S.G 750	LW N° 2
	V-Classic	***	01000220	01000221	14.0	14.3	16.4	1135-1270	105	220	250	565	735	15	S.W 1125		S.G 750	LW N° 2
	V-Deltaloy	**	01000200	01000201	14.1	14.3	14.7	1115-1295	125	250	255	635	865	9	S.W 1100	S.G 1080	S.G 750	LW N° 3
	V-Delta Special	**	01000195	01000196	14.7	14.9	14.4	1155-1265	115	205	250	510	705	7	S.W 1100		S.G 750	LW N° 3
	V-Delta SF	**	01000203	01000204	13.6	13.9	14.5	1210-1310	115	225	245	525	790	25	S.W 1125	S.G 1120	S.G 750	LW N° 3
	Estetikor® Economic	**	01000239	01000240	14.8	15.1	14.0	1145-1255	120	205	235	535	750	15	S.W 1100		S.G 810 S.G 750	LW N° 2
	Estetikor® Plus	**	01000179	01000180	13.9	14.2	13.8	1115-1285	135	235	260	580	865	23	S.W 1100		S.G 810 S.G 750	LW N° 2
	Cerapall 6	*	01000188	01000189	13.7	14.0	11.7	1135-1340	120	260	255	530	830	34	S.W 1125	S.G 1120	S.G 750	LW N° 2
	Estetikor® CC	*	01000175	01000176	14.3	14.6	11.8	1200-1305	130	305	260	645	865	9	S.W 1125		S.G 750	LW N° 2
	Estetikor® Blancor	*	01000208	01000209	14.3	14.6	11.3	1205-1310	135	300	260	605	845	13	S.W 1100		S.G 750	LW N° 3
	Estetikor® N2	*	01000184	01000185	14.1	14.4	12.0	1150-1265	120	295	260	565	855	13	S.W 1100		S.G 810 S.G 750	LW N° 3
	Ceradelta 2	*	01000170	01000171	14.2	14.6	11.3	1160-1265	125	315	265	540	760	14	S.G 1120		S.G 750	LW N° 3
Alliages céramo-métalliques pour suprastructures d'implants																		
	Estetikor® Implant 76	***	01000259	01000260	13,7	13,9	16,9	1165-1290	115	205	235	630	785	10	S.G 1055	S.G 1030	S.G 750	LW N° 3
	Estetikor® Implant 58	**	01000228	01000229	13,9	14,0	15,1	1215-1305	120	240	260	610	820	13	S.G 1055	S.G 1030	S.G 750	LW N° 3
	Estetikor® Implant 32	*	01000191	01000192	14,2	14,5	13,1	1215-1290	125	225	240	555	820	17	S.G 1055	S.G 1030	S.G 750	LW N° 3

Teinte		Mise en œuvre	
	Jaune		a: Inlays, onlays, couronnes ¾
	Jaune clair		b: Couronne unitaire
	Jaune pâle		c: Ponts de faible portée
	Blanc		d: Ponts de grande portée
			e: Opérations de fraisage
			f: Crochets, petits et gros connecteurs
Contenu d'or		Forme de livraison	
***	= Haute teneur en or		= Plaquettes
**	= Teneur en or réduite		
*	= À base de palladium		