

Alliages précieux non céramo-métalliques.

Teinte	Alliages	N° cat.		Indication									Composition %												Propriétés physiques				
		10 g	25 g	Type (ISO 22674)	Sans Pd	Sans Cu	a	b	c	d	e	f	Métaux Au + Pt	Au	Pt		Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ir	Autres	CET 10 ⁻⁶ K ⁻¹	Densité	Intervalle de fusion	Module d'élasticité	
																									(25–500 °C)	(25–600 °C)	g/cm³	°C	GPa
Alliages Universal																													
	BioEthic	***	01000269	01000270	4	◇	◇	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Ta 0,30, Rh 0,40	14,5	14,8	19,0	1025–1145	90
Alliages non céramo-métalliques																													
	Opticast	***	01000325	01000326	2	✓		■						83,30	83,20			8,00	8,50		0,20		0,10				16,4	915–935	90
	Aurofluid 2 PF	***	01000317	01000318	2	✓		■	■	■				79,06	78,05	0,99		11,50	8,50		0,94		0,02				15,9	895–960	90
	Pontor MPF	***	01000293	01000294	4	✓		■	■	■	■	■	■	75,62	72,00	3,60		13,70	9,78		0,90		0,02				15,5	895–940	90
	Neocast 3	***	01000285	01000286	4	✓		■	■	■	■	■	■	75,40	71,60	3,75		12,70	10,80		1,10		0,05				15,5	890–935	90
	Protor 3	***	01000280	01000281	4			■	■	■	■	■	■																
	Dentalor 60	**	01000302	01000303	4			■	■	■	■	■	■	63.50	60.00	0.45	3.00	22.50	12.50		1.50		0.05				13.8	860–900	95
	Solaro 3	**	01000308	01000309	4			■	■	■	■	■	■	61.50	56.00	0.40	5.00	25.00	11.80		1.70		0.10				13.7	875–935	110
	Medior 3	**	01000298	01000299	4			■	■	■	■	■	■	61.00	55.00		5.95	26.00	10.90		2.10			Ru 0.05			13.4	870–925	105
	Solaro 4	**	01000322	01000323	4			■	■	■	■	■	■	49.50	45.00		4.48	41.00	9.50					Ru 0.02			12.9	885–945	85
	Yellow Special	**	01000290	01000291	4			■	■	■	■			43.20	41.00	0.45	1.70	44.90	11.00	0.20	0.70			Ru 0.05			12.5	825–900	90
	Pallorag 33	*	01000306	01000307	4				■	■	■	■		30.00	10.00		20.00	59.50	9.50		1.00						10.9	935–1020	95
	Pagalin 2	*	01000278	01000279	4			■	■	■				26.05	3.00		23.00	65.00	6.45		0.50	2.00	0.05				10.8	975–1070	95

Teinte		Mise en œuvre	
	Jaune		a: Inlays, onlays, couronnes ¾
	Jaune clair		b: Couronne unitaire
	Jaune pâle		c: Ponts de faible portée
	Blanc		d: Ponts de grande portée
			e: Opérations de fraisage
			f: Crochets, petits et gros connecteurs
◆ = Recouvrement uniquement avec des céramiques à bas point de fusion et à CET élevé			
◇ = Recouvrement avec des céramiques à point de fusion élevé et CET moyen			
Contenu d'or		Forme de livraison	
***	= Haute teneur en or	■	= Plaquettes
**	= Teneur en or réduite		
*	= À base d'argent		