

Aufbrennfähige EM-Legierungen.

Farbe	Legierungen	Kat. Nr.		Typ (ISO 22674)	Pd-frei	Cu-frei	Ag-frei	Indikation						Zusammensetzung %																
		10 g	25 g					a	b	c	d	e	f	Au + Pt Metalle	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ga	Ir	Ru	Rh	Fe	Weitere		
																														
Aufbrennfähige Legierungen																														
	V-Gnathos Plus	***	01000223	01000224	4	✓	✓	✓		■	■	■	■		97.85	85.90	11.70					1.50	0.10		0.05		0.20	0.05	Mn 0.10, Nb 0.40	
	Estetitor® Avenir	***	01000246	01000247	4		✓		■	■	■	■	■		97.40	84.00	10.90	2.40	0.20			2.20			0.10			0.20		
	Estetitor® Cosmor H	***	01000235	01000236	4		✓	✓	■	■	■	■	■		96.50	78.50	10.00	7.80					3.50		0.20					
	V-Classic	***	01000220	01000221	4					■	■	■	■		94.06	75.00		19.00	1.00	0.44	2.00	0.50	2.00		0.01	0.05				
	V-Deltaloy	**	01000200	01000201	4		✓			■	■	■	■		85.28	54.20		31.04	4.83				8.99	0.90	0.01	0.03				
	V-Delta Special	**	01000195	01000196	4					■	■	■	■		78.10	52.50		25.54	17.00	0.20	3.50	0.20	1.00		0.02	0.04				
	V-Delta SF	**	01000203	01000204	4		✓	✓		■	■	■	■		90.00	51.50		38.40					8.50	1.50		0.10				
	Estetitor® Economic	**	01000239	01000240	4		✓			■	■	■	■		75.50	50.00	0.45	25.00	19.00		1.00	1.00	3.50		0.05					
	Estetitor® Plus	**	01000179	01000180	4					■	■	■	■		84.10	45.00		38.90	5.00	0.40	0.50		8.60	1.40		0.20				
	Cerapall 6	*	01000188	01000189	4		✓			■	■	■	■		81.60	6.10		75.00	6.40		0.10		5.90	6.00		0.50				
	Estetitor® CC	*	01000175	01000176	4		✓			■	■	■	■	■	64.49	12.00		52.29	23.00		2.00		10.00	0.50		0.20			B 0.01	
	Estetitor® Blancor	*	01000208	01000209	4		✓			■	■	■			58.49	1.00		57.29	29.00		1.00		11.00	0.50		0.20			B 0.01	
	Estetitor® N2	*	01000184	01000185	4		✓			■	■	■	■	■	67.60	15.20	0.20	52.00	20.00		5.40		6.00	1.00		0.20				
	Ceradelta 2	*	01000170	01000171	4		✓			■	■	■	■	■	61.50			61.45	24.45		10.00	2.00	2.00			0.05			B 0.05	
Aufbrennfähige Legierungen für Implantat-Suprastrukturen																														
	Estetitor® Implant 76	***	01000259	01000260	4		✓	✓		■	■	■	■		96.90	76.80	1.35	18.60			2.90	0.20			0.15					
	Estetitor® Implant 58	**	01000228	01000229	4		✓			■	■	■	■		87.50	58.50		28.85	8.00		4.50				0.05	0.10				
	Estetitor® Implant 32	*	01000191	01000192	4		✓			■	■	■	■		73.00	32.00		40.85	19.00		5.00		3.00			0.15				

Farbe		Verwendung	
	Gelb		a: Inlays, Onlays, ¾-Kronen
	Hellgelb		b: Einzelkronen
	Blassgelb		c: Brücken kleine Spannweiten
	Weiss		d: Brücken grosse Spannweiten
			e: Fräsarbeiten
			f: Klammern, kleine und grosse Verbinder
Anteil Gold		Lieferform	
***	=	Hochgoldhaltig	■ = Gussplättchen
**	=	Gold reduziert	
*	=	Pd-basiert	